

Erklärung einer bildbasierten Hautanalyse mit dem OBSERV®

Observ®:

Wir freuen uns, Ihnen nun die Lichtreise durch Ihre Haut mit der bildbasierten Hautanalyse des Observ anbieten zu können. Der Observ hat 8 Modi, welche die genauen Hautbedürfnisse und den wahren Hautzustand in Sekundenschnelle analysieren: Tageslicht, Oberflächentextur, Pigmentierung, Vaskularität, Parallel Polarisiert, Kreuzpolarisiert, True UV-Modus und Schwarzlicht.

Gerne erläutern wir Ihnen, wie die Behandlung mit dem Observ bei uns im Institut abläuft.

Beim Termin sollten Sie kein Make-up tragen und auch mindestens 2 Stunden vorher keine Pflegeprodukte auftragen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Direkt vor der Analyse mit dem Observ werden dann noch Schmuck, Brille und eventuelle Piercings abgelegt. Sie bekommen ein Haarband und ein schwarzes Handtuch umgelegt, damit das Gesicht ideal für die bildbasierte Auswertung fotografiert werden kann. Im Anschluss können Sie bequem in einer ergonomischen Sitzposition Platz nehmen und Ihr Kinn auf die vorgesehene Stütze ablegen. Der Observ wird nun mit einer Art Haube abgedeckt und verdunkelt, damit der Fokus ganz auf Ihrem Gesicht liegt. Nun heißt es: Klick, klick, klick und schon liegt die Auswertung mit 8 Bildern vor, welche wir gemeinsam analysieren können und einen individuellen Pflegeplan erarbeiten.

Da wird Ihre Haut aber Augen machen – wir freuen uns auf Sie!

